



Bayer Paul Group
Vaccine, Pharma & Diagnostics

UREA (Berthelot)

Berthelot/colorimetric (Cat No.: 308)

اندازه گیری اوره در سرم، پلاسما و ادرار انسان به روش دستی

اهمیت کلینیکی:

اوره مهمترین محصول نهایی در متابولیسم پروتئینها است و بیشترین میزان آنالیت ازت دار غیر پروتئین خون را تشکیل می دهد. اوره در کبد تولید و از طریق کلیه وارد مجاری ادرار می گردد، بنابراین مقدار اوره در خون به میزان مصرف مواد پروتئینی، کاتابولیسم و عملکرد کلیه ها بستگی دارد. بالا بودن اوره می تواند مربوط به تغییرات تغذیه ای، بیماری های ناشی از نارسایی کلیه، بیماری های کبدی، دیابت و یا عفونت باشد.

اساس روش:

این روش از واکنش Berthelot برداشته شده است که سال های متمادی برای اندازه گیری اوره و آمونیاک مورد استفاده قرار می گرفت، که با تغییرات داده شده حساسیت، دقت و سرعت واکنش آن بهینه گردیده است. در این روش اوره موجود در نمونه، در مجاورت با اوره آز تولید یون آمونیوم نموده که با مخلوط سالیسیلات-هیپوکلریت ایجاد کمپلکس رنگی سبز می کند که شدت آن متناسب با غلظت اوره در نمونه بوده و در طول موج ۶۳۰-۵۷۸ نانومتر اندازه گیری می شود.

معرفها:

Presentation	Content	Storage
R1: Sodium Salicylate Reagent	2x100 ml	2-8°C
R2: Enzyme Reagent	1x2 ml	2-8°C
R3: Hypochlorite Reagent	2x100 ml	2-8°C

شرایط نگهداری:

معرفها در دمای ۸-۲۰ درجه سانتی گراد تا تاریخ انقضا مندرج بر روی ویالها پایدار می باشند. مشروط بر اینکه درب ویالها بسته و آلوده نگردند. از فریزر کردن و قرار دادن معرفها در مقابل نور خودداری شود.

آماده سازی معرفها:

معرف های R1، R2 و R3 آماده مصرف می باشند.

یادداشت:

- این روش شدیداً به آلودگی املاح آمونیوم حساس است و لازم است آزمایش را در لوله های تمیز و یکبار مصرف انجام دهید.
- نمونه های بیش از ۳۰۰ mg/dl را با محلول سدیم کلرید ۰/۹ درصد به نسبت ۱:۱ رقیق نموده، آزمایش را تکرار و نتیجه را در عدد ۲ ضرب نمایید.
- اسیدآسکوربیک تا ۳۲ mg/dl، هموگلوبین تا ۵۰۰ mg/dl و تری گلیسرید تا ۸۰۰ mg/dl در این آزمایش تداخل ندارند.
- مواد ضدانعقاد فلوراید و سیترات ممکن است باعث مهار آنزیم گردند.

نمونه مورد آزمایش:

سرم تازه بدون همولیز، پلاسما هیپارینه بدون آمونیوم هپارین، پلاسما EDTA دار و ادرار.

پایداری اوره در سرم یا پلاسما در دمای ۸-۲۰ درجه سانتی گراد ۷ روز و در دمای ۲۰- درجه سانتی گراد یک سال می باشد. پایداری اوره در ادرار در دمای ۲۵-۲۰ درجه سانتی گراد ۲ روز، در دمای ۸-۲۰ درجه سانتی گراد ۷ روز و در دمای ۲۰- درجه سانتی گراد یک ماه می باشد.

ادرار باید به نسبت ۱:۵۰ با آب مقطر رقیق شود. برای مثال ۱۰۰ میکرولیتر ادرار را با ۵ میلی لیتر آب مقطر مخلوط شود و عدد بدست آمده در عدد ۵۱ ضرب شود.

روش اندازه گیری:

پارامتر ها: دما: ۲۷-۲۵ درجه سانتی گراد، طول موج: ۶۳۰-۵۷۸ نانومتر، کووت: ۱ سانت، حجم نمونه: ۱۰ میکرولیتر، حجم معرف: ۲ میلی لیتر، خوانش: مقابل بلانک معرف، نوع واکنش: افزایشی.

نمونه	کالیبراتور	پلانک	
1ml	1ml	1ml	معرف R1
10 µl	10 µl	10 µl	معرف R2
10µl	10µl	-	نمونه یا کالیبراتور
پس از مخلوط نمودن به مدت ۵ دقیقه در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد و یا ۱۰ دقیقه در دمای ۲۵-۲۰ درجه سانتی گراد انکوبه نموده و سپس محلول R3 را به ترتیب زیر اضافه نمایید			
1ml	1ml	1ml	معرف R3
پس از مخلوط نمودن ۲۰ دقیقه در دمای ۲۵-۲۰ درجه سانتی گراد و یا ۱۰ دقیقه در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد انکوبه نموده و سپس جذب نوری کالیبراتور و نمونه ها را در برابر بلانک معرف در طول موج ۶۳۰ نانومتر اندازه گیری نمایید.			

محاسبه:

در سرم یا پلاسما:

$$\text{Urea(mg/dl)} = \frac{A \text{ sample}}{A \text{ calibrator}} \times \text{Cal. Conc}$$

در ادرار:

$$\text{Urine Urea(mg/dl)} = \frac{A \text{ sample}}{A \text{ calibrator}} \times \text{Cal. Conc} \times 51$$

در ادرار ۲۴ ساعته:

$$\text{Urine Urea (g/24h)} = \frac{\text{Urine Urea (mg/dl)} \times \text{Urine Vol. (ml)}}{100000}$$

ضریب تبدیل واحدها:

$$\text{Urea (mg/dl)} \times 0.1665 = \text{Urea (mmol/L)}$$

$$\text{Urea (mg/dl)} \times 0.467 = \text{BUN (mg/dl)}$$

$$\text{BUN (mg/dl)} \times 2.14 = \text{Urea (mg/dl)}$$

مقادیر طبیعی:

(17-43) mg/dl

سرم یا پلاسما:

(26-43)g/24h

ادرار ۲۴ ساعته:

کنترل کیفی:

جهت کنترل کیفی می توان از کالیبراتور و کنترل های مورد تایید استفاده نمود.

خصوصیات علمی کیت:

300mg/dl

ماکزیم حد سنجش:

5.0mg/dl

حساسیت:

r=0.988

صحت: در مقایسه با روش آنزیمی

دقت:

Within-Run (n=20)

	Mean(mg/dl)	S.D.(mg/dl)	CV%
Sample I	35	1.3	3.7
Sample II	125	2.9	2.3

Between - Day (n=20)

	Mean(mg/dl)	S.D.(mg/dl)	CV%
Sample I	33	1.6	4.8
Sample II	135	4.7	3.5

REFERENCES:

1-Kerscher L and Ziegenhorn J. Urea Colormetric :Methods of Enzymatic analysis 3rd ed. Bergmeyer, HV ed. vol. VIII..

2-Tobacco A. et al., Clin Chom. 25 : 336(1979).

آدرس کارخانه: تهران، پارک فناوری پردیس، خیابان نوآوری ۹، پلاک ۹۶

کدپستی: ۱۶۵۷۱۶۷۳۶۴

نمابر اینترنتی: ۸۹۷۷۹۷۸۷

تلفن: ۴-۰۲۱-۷۶۲۵۰۶۸۱

www.BAYERPAUL.com