



Biochemistry Diagnostic kits



طبقه بندی کیت های بیوشیمی

شیمی بالینی



- ۱- آلکالین فسفاتاز
- ۲- ALT (SGPT)
- ۳- AST (SGOT)
- ۴- بیلی روبین
- ۵- کلسیم
- ۶- کراتین کیناز
- ۷- آهن
- ۸- لاکتات دهیدروژناز
- ۹- منیزیم
- ۱۰- فسفر
- ۱۱- پروتئین توتال
- ۱۲- پروتئین ادرار
- ۱۳- اوره
- ۱۴- اسید اوریک

لیپیدها



- ۱- کلسترول
- ۲- HDL
- ۳- LDL
- ۴- تری گلیسرید

دیابت




- ۱- آلبومین
- ۲- گلوکز
- ۳- کراتینین

آنتی اکسیدان ها



- ۱- بیلی روبین دایرکت
- ۲- بیلی روبین توتال
- ۳- اسید اوریک



شیمی بالینی

Biochemistry


Diagnostic Kits

- | | |
|---------------------|-------------------|
| • لاکتات دہیدروژناز | • آلکالین فسفاتاز |
| • منیزیم | • ALT |
| • فسفر | • AST |
| • پروٹئین توتال | • بیلی روبین |
| • پروٹئین ادرار | • کلسیم |
| • اورہ | • کراتین کیناز |
| • اسید اوریک | • آہن |

آلکالین فسفاتاز

ALP Alkaline phosphates

■ آلکالین فسفاتاز این آنزیم تقریباً در بیشتر بافت‌ها مخصوصاً کبد و استخوان یافت می‌شود و افزایش مقدار آن در بعضی بیماری‌های غدد تیروئید، نارسایی احتقانی قلب یا برخی عفونت‌های باکتریایی و کاهش آن در سوءتغذیه مشهود است. البته ALP در کودکان و نوجوانان طی دوره رشد، هم‌چنین در سه ماهه سوم حاملگی به‌طور فیزیولوژیک افزایش می‌یابد.



◀◀ نمونه مورد آزمایش:

SERUM

HEP

اساس کار: آلکالین فسفاتاز هیدرولیز پارانیتروفنل فسفات را در محیط قلیایی کاتالیز می‌کند و پارانیتروفنل و فسفات را آزاد می‌کند، سرعت تشکیل پارانیتروفنل زرد رنگ متناسب با غلظت کاتالیزوری نمونه آلکالین فسفاتاز نمونه است.

معرف‌ها آماده مصرف می‌باشند.

در دمای یخچال (2+ تا 8+) تا زمان انقضاء پایدار است.

جهت کنترل کیفی می‌توان از سرم کنترل‌ها و کالیبراتورهای معتبر استفاده نمود.

بازه خوانش 5-700 mg/dl

روش DGKC

سری ساخت: BP-301132

محلول‌ها	R1	2×100 ml	250 ml
	R2	1×50 ml	
	R1	2×50 ml	125 ml
	R2	1×25 ml	



SERUM

سرم

HEP

هیپارین



Not included
But required

■ آلانیل آمینوترانسفراز به عنوان یک آنزیم اختصاصی کبد، فقط در آسیب‌های کبدی افزایش می‌یابد و در مواردی مانند هپاتیت و سیروز مشاهده شود.



◀◀ نمونه مورد آزمایش:

اساس کار: ALT موجود در نمونه، انتقال گروه آمینو از L-آلانیل به آلفا-کتوگلوئیک اسید را کاتالیز می‌کند و پیرووات و L-گلوئامات را تشکیل می‌دهد. پیرووات در حضور NADH و لاکتات دهیدروژناز به L-لاکتات احیا می‌شود. در این واکنش NADH به NAD اکسید می‌شود. واکنش با اندازه‌گیری میزان کاهش جذب در طول موج ۳۴۰ نانومتر به دلیل اکسیداسیون NADH به NAD کنترل می‌شود.

معرف‌ها آماده مصرف می‌باشند.

در دمای یخچال (۲+ تا ۸+) تا زمان انقضاء پایدار است.

جهت کنترل کیفی می‌توان از سرم کنترل‌ها و کالیبراتورهای معتبر استفاده نمود.

بازه خوانش ۲-۳۰۰ IU/L

روش استاندارد IFCC

سری ساخت: BP-301113

محلول‌ها	R1	2×100 ml	250 ml
	R2	1×50 ml	
	R1	2×50 ml	125 ml
	R2	1×25 ml	



آسپارات آمینوترانسفراز

AST_{GOT} (AST)

■ آسپارات آمینوترانسفراز آنزیمی است که در متابولیسم اسیدهای آمینه نقش

دارد. فعالیت AST در سرم به طور قابل توجهی در بیماری‌های قلبی، کبدی، کلیوی و عضلانی افزایش می‌یابد.



◀◀ نمونه مورد آزمایش:

اساس کار: AST واکنش بین آلفا-کتوگلوٹاریک اسید و

ال-آسپارات را کاتالیز می‌کند و گلوٹامات و اگزالوآستات

می‌دهد. اگزالوآستات در حضور مالات دهیدروژناز با NADH واکنش می‌دهد و مالات

و NAD می‌دهد. میزان کاهش NADH به صورت فتومتریک تعیین می‌شود و با

فعالیت AST در نمونه نسبت مستقیم دارد.

معرف‌ها آماده مصرف می‌باشند.

در دمای یخچال (2+ تا 8+) تا زمان انقضاء پایدار است.

جهت کنترل کیفی می‌توان از سرم کنترل‌ها و کالیبراتورهای معتبر استفاده نمود.

بازه خوانش 2-300 IU/L

روش استاندارد IFCC

سری ساخت: BP-301112

محل‌ها	R1	2×100 ml	250 ml
	R2	1×50 ml	
	R1	2×50 ml	125 ml
	R2	1×25 ml	



SERUM

سرم

EDTA

اتیلن‌دی‌آمین
تترا‌استیک

HEP

هپارین



Not included
But required

BILI-D Bilirubin Direct

■ **بیلی روبین دایرکت** اندازه‌گیری بیلی روبین مستقیم برای تشخیص یرقان‌های

میان کبدی و پس کبدی انجام می‌شود که در رابطه با نوع کوثرزگه است. از بیماری‌های میان کبدی، می‌توان از هپاتیت ویرال و مزمن، سیروز کبدی و سرطان سلول‌های کبدی نام برد و از بیماری‌های یرقان پس کبدی می‌توان پس زدن کبد و انسداد مجاری صفراوی است.



◀◀ نمونه مورد آزمایش:

اساس کار: در سرم خون، بیلی روبین مستقیم با دیازو دی کلرانیلین واکنش می‌دهد و ترکیب رنگی آزو تولید می‌شود. مقدار تولید ترکیب دیازو رنگی متناسب با غلظت بیلی روبین مستقیم در نمونه است.

معرف‌ها آماده مصرف می‌باشند.

در دمای یخچال (+2 تا +8) تا زمان انقضاء پایدار است.

جهت کنترل کیفی می‌توان از سرم کنترل‌ها و کالیبراتورهای معتبر استفاده نمود.

بازه خوانش $10-0.1 \text{ mg/dl}$

روش استاندارد IFCC

سری ساخت: BP-301126

محلول	R1	3×100 ml	375 ml
	R2	1×75 ml	
	R1	2×50 ml	125 ml
	R2	1×25 ml	

Ca Calcium

■ کلسیم نقش کلیدی در انقباض عضلانی، ترشح هورمون و تقسیم سلولی دارد. افزایش سطح کلسیم در سرم در هیپوپاراتیروئیدیسم، سرطان و هیپرویتامینوز گزارش شده است، در حالی که کاهش سطح آن در هیپوپاراتیروئیدیسم، نفروز و راشیتیسم مشاهده می‌شود.



SERUM

HEP

◀◀ نمونه مورد آزمایش:

اساس کار: آرسنازو III با کلسیم در محلول واکنش می‌دهد و یک کمپلکس آبی-بنفش را تشکیل می‌دهد. شدت رنگ ایجاد شده متناسب با غلظت کلسیم در نمونه است.

معرف‌ها آماده مصرف می‌باشند.

در دمای یخچال (2+ تا 8+) تا زمان انقضاء پایدار است.

جهت کنترل کیفی می‌توان از سرم کنترل‌ها و کالیبراتورهای معتبر استفاده نمود.

بازه خوانش 1-20 mg/dl

روش فتومتریک با ماده رنگزای آرسنازو III

سری ساخت: BP-301114

محلول‌ها	R	4×50 ml	200 ml
	R	3×50 ml	150 ml



SERUM

سرم

HEP

هیپارین



Not included
But required

■ کراتین کیناز (CK) عمدتاً در بافت‌های قلبی، مغزی و ماهیچه‌های اسکلتی یافت می‌شود. هرگونه آسیب یا بیماری این بافت‌ها (سکته قلبی، بیماری حاد عروق مغزی، دیستروپی عضلانی) منجر به افزایش سطح فعالیت CK در سرم می‌شود.



◀◀ نمونه مورد آزمایش:

اساس کار: کراتین کیناز واکنش بین کراتین فسفات و ADP را کاتالیز می‌کند و کراتین و ATP می‌دهد. ATP و گلوکز توسط هگزوکیناز به ADP و گلوکز-6-فسفات تبدیل می‌شوند. گلوکز-6-فسفات دهیدروژناز، گلوکز-6-فسفات را اکسید می‌کند و NAD را به NADH کاهش می‌دهد. سرعت تشکیل NADH به صورت فتومتریک در ۳۴۰ نانومتر تعیین می‌شود و با فعالیت CK در نمونه نسبت مستقیم دارد.

معرف‌ها آماده مصرف می‌باشند.


در دمای یخچال (2+ تا 8+) تا زمان انقضاء پایدار است.

جهت کنترل کیفی می‌توان از سرم کنترل‌ها و کالیبراتورهای معتبر استفاده نمود.
بازه خوانش 10-2000 IU/L

روش استاندارد IFCC

سری ساخت: BP-301116

محلول‌ها	R1	2×100 ml	250 ml
	R2	1×50 ml	
	R1	2×50 ml	125 ml
	R2	1×25 ml	



IRON Iron

■ آهن افزایش مقدار آهن پلاسما می‌تواند در تشخیص هموکروماتوز، آسیب

کبدی، مسمومیت با آهن و کمبود آن در سوءتغذیه، خون ریزی مزمن گوارشی و یا خون‌ریزی‌های شدید قاعدگی، آنمی فقر آهن باعث کاهش سطح آهن بدن می‌شود.



◀◀ نمونه مورد آزمایش:

اساس کار: آهن فریک از پروتئین حامل خود، ترانسفرین، در حضور اسید آسکوربیک (محیط اسیدی) جدا شده و به شکل آهن فروس تبدیل می‌شود. سپس آهن فروس با کروموژن، یک شاخص حساس آهن، کمپلکس می‌شود تا یک کروموفور رنگی بنفش تولید کند که در طول موج ۵۶۰ نانومتر جذب می‌شود.

معرف‌ها آماده مصرف می‌باشند.

در دمای یخچال (+2 تا +8) تا زمان انقضاء پایدار است.

جهت کنترل کیفی می‌توان از سرم کنترل‌ها و کالیبراتورهای معتبر استفاده نمود.

بازه خوانش 5-400 mg/dl

روش Ferrozine

سری ساخت: BP301121

محلول‌ها	R1	2×100 ml	250 ml
	R2	1×50 ml	
	R1	2×50 ml	125 ml
	R2	1×25 ml	



LDH Lactate Dehydrogenase

■ لاکتات دهیدروژناز آنزیم لاکتات دهیدروژناز یا LDH در تمام بافتها وجود

دارد. افزایش LDH می‌تواند در ارتباط با برخی از بیماری‌ها مانند آسیب‌های قلبی، کلیوی، ریوی و سیستم عصبی، هیپاتیت و سرطان‌ها باشد.



◀◀ نمونه مورد آزمایش: SERUM EDTA HEP

اساس کار: لاکتات دهیدروژناز تبدیل پیرووات به L-لاکتات را در حضور NADH کاتالیز می‌کند که به NAD⁺ تبدیل می‌شود. میزان تبدیل NADH/NAD⁺ که در طول موج ۳۴۰ نانومتر کنترل می‌شود، متناسب با فعالیت LDH است.

معرف‌ها آماده مصرف می‌باشند.

در دمای یخچال (۲+ تا ۸+) تا زمان انقضاء پایدار است.

جهت کنترل کیفی می‌توان از سرم کنترل‌ها و کالیبراتورهای معتبر استفاده نمود.

بازه خوانش 10-1600 IU/L

روش DGKC

سری ساخت: BP-301122

محلول‌ها	R1	2×100 ml	250 ml
	R2	1×50 ml	
	R1	2×50 ml	125 ml
	R2	1×25 ml	



SERUM

سرم

EDTA

اتیلن دی‌آمین
تترا استیک


HEP

هیپارین

+

Not included
But required

■ **منیزیم** به عنوان کوفاکتور در بسیاری از فعالیت‌های سلولی مانند سنتز پروتئین‌ها و اسیدهای نوکلئیک و متابولیسم کربوهیدرات‌ها نقش اساسی دارد.



SERUM

◀◀ نمونه مورد آزمایش:

اساس کار: یون‌های منیزیم با زایلیدیل بلو در یک محیط قلیایی واکنش می‌دهند و یک کمپلکس بنفش-قرمز محلول در آب تشکیل می‌دهند که شدت رنگ آن متناسب با غلظت منیزیم در نمونه است و در طول موج ۵۴۶ نانومتر اندازه‌گیری می‌شود. معرف‌ها آماده مصرف می‌باشند. در دمای یخچال (2+ تا 8+) تا زمان انقضاء پایدار است. جهت کنترل کیفی می‌توان از سرم کنترل‌ها و کالیبراتورهای معتبر استفاده نمود. بازه خوانش 0.5-5 mg/dl

روش کروموژنیک زایلیدیل بلو


سری ساخت: BP-301141

محلول‌ها	R 4×50 ml	200 ml
	R 3×50 ml	150 ml

Magnesium + Xylidyl Blue $\xrightarrow{\text{PH:11-12}}$
Magnesium-Xylidyl Blue Red colored complex

P Phosphorus

■ فسفر برای تشکیل بافت استخوان و عملکرد طبیعی بدن ضروری است. افزایش



فسفر در سرم یا پلاسما اغلب با بیماری‌های استخوانی و هیپرویتامینوز D همراه است. کاهش فسفر در سرم/پلاسما در موارد استئومالاسی، کمبود ویتامین D، هیپرپاراتیروئیدیسم مشاهده می‌شود.

SERUM

اساس کار: در یک محیط اسیدی یون‌های فسفات یک کمپلکس فسفو مولیبدیک با مولیبدات آمونیوم تشکیل می‌دهند. جذب اندازه‌گیری شده در ۳۴۰ نانومتر متناسب با غلظت یون‌های فسفات در نمونه است.

معرف‌ها آماده مصرف می‌باشند.

در دمای یخچال (2+ تا 8+) تا زمان انقضاء پایدار است.

جهت کنترل کیفی می‌توان از سرم کنترل‌ها و کالیبراتورهای معتبر استفاده نمود.

بازه خوانش 1.25-25 mg/dl

تست UV

سری ساخت: BP-301123

محلول‌ها	R 4×50 ml	200 ml
	R 3×50 ml	150 ml

Ammonium molybdate + Sulphuric acid + Inorganic Phosphate → Phosphomolybdate complex

T-PRO Total Protein

■ **پروتئین توتال** مقدار پروتئین‌های آلبومین و گلوبولین را در آزمایش خون تعیین

می‌کند. هیپوپروتئینمیا در سندرم نفروتیک، سیروز کبدی، سوختگی و سوء تغذیه دیده می‌شود. هایپر پروتئینمیا می‌تواند به دنبال از دست رفتن آب ناشی از اسهال و استفراغ شدید و یا به علت افزایش ایمونوگلوبولین‌ها دیده شود.



◀◀ نمونه مورد آزمایش:

اساس کار: یون‌های مس، در یک محیط قلیایی، با پیوندهای پپتیدی پروتئینی برهمکنش می‌کنند که منجر به تشکیل یک کمپلکس رنگی می‌شود. جذب متناسب با غلظت کل پروتئین در نمونه در طول موج ۵۵۰ نانومتر اندازه‌گیری می‌شود.

معرف‌ها آماده مصرف می‌باشند.

در دمای یخچال (2+ تا 8+) تا زمان انقضاء پایدار است.

جهت کنترل کیفی می‌توان از سرم کنترل‌ها و کالیبراتورهای معتبر استفاده نمود.

بازه خوانش 1-14 g/dl

روش بیوره

سری ساخت: BP-301128

محلول‌ها	R	4×50 ml	200 ml
	R	3×50 ml	150 ml



SERUM

سرم

EDTA

اتیلن دی‌آمین
تترا استیک

HEP

هیپارین

+

Not included
But required



■ **پروتئین ادرار** افزایش غلظت پروتئین کل در ادرار در اکثر بیماری‌های کلیوی قابل تشخیص است. افزایش سطح پروتئین ادرار همچنین می‌تواند با سایر اختلالات حاد مانند تب و همچنین استرس جسمی یا روانی مرتبط باشد.

در مایع مغزی نخاعی (CSF)، افزایش سطح پروتئین را می‌توان در صورت افزایش فشار داخل جمجمه (به دلیل تومورهای مغزی، خونریزی داخل مغزی یا آسیب تروماتیک)، التهاب به ویژه در مننژیت باکتریایی و همچنین در مولتیپل اسکلروزیس اندازه‌گیری کرد.



اساس کار: پروتئین ها با "پیروگالول رد" در حضور مولیبدات و شرایط اسیدی ایجاد کمپلکس آبی ارغوانی می‌کنند که در طول موج ۶۰۰ نانومتر قابل اندازه‌گیری بوده و شدت رنگ حاصل متناسب با مقدار پروتئین موجود در نمونه است.

معرف‌ها آماده مصرف می‌باشند.
در دمای یخچال (+2 تا +8) تا زمان انقضاء پایدار است.
جهت کنترل کیفی می‌توان از سرم کنترل ها و کالیبراتور های معتبر استفاده نمود.
بازه خوانش $1-200 \text{ mg/dl}$

روش رنگ سنجی

سری ساخت: BP-301124

محلول‌ها	R	3×50 ml	150 ml
	R	3×40 ml	120 ml

Pyrogallol-Red+Molybdate+Protein → Blue-Purple

UREA_{Urea}

■ اوره درواقع آمونياکی است که از تجزیه آمینواسیدها حاصل می شود. افزایش اوره خون میتواند به دلایل پیش کلیوی و پس کلیوی باشد. عوامل پیش کلیوی افزایش دهنده اوره شامل: افزایش کاتابولیسم پروتئین، دهیدراتاسیون،



بیماری های کبدی و کلیوی و درمان با کورتیزول است. از جمله عوامل پس کلیوی می توان به انسداد دستگاه ادراری یا مصرف زیاد پروتئین اشاره کرد. اندازه گیری همزمان اوره و کراتینین به تشخیص آسیب پیش یا پس کلیوی کمک می کند.



اساس کار: هنگامی که اوره در حضور اوره آزهیدرولیز می شود، آمونیاک و دی اکسید کربن (CO₂) تولید می شوند. آمونیاک تولید شده در واکنش با ۲-اکسوگلوتمارات و NADH در حضور گلوتمات دهیدروژناز (GLDH) ترکیب می شود و گلوتمات و NAD⁺ تولید می کند. واکنش NADH/NAD⁺ تغییر منحصر به فردی در جذب در طول موج ۳۴۰ نانومتر ایجاد می کند که با غلظت نیتروژن اوره در نمونه همبستگی دارد.


معرف ها آماده مصرف می باشند.

در دمای یخچال (2+ تا 8+) تا زمان انقضاء پایدار است. جهت کنترل کیفی می توان از سرم کنترل ها و کالیبراتور های معتبر استفاده نمود. بازه خوانش 2-200 mg/dl

تست - UV

سری ساخت: BP-301130

محلول ها	R1	2×100 ml	250 ml
	R2	1×50 ml	
	R1	2×50 ml	125 ml
	R2	1×25 ml	



SERUM

سرم

EDTA

اتیلن دی آمین
تترا استیک

HEP

هیپارین

URINE

ادرار



Not included
But required

■ اسید اوریک محصول نهایی متابولیسم پورین‌ها است. افزایش سطح اسید اوریک ممکن است نشان دهنده نارسایی کلیوی باشد و معمولاً با نقرس همراه است.



◀◀ نمونه مورد آزمایش:

اساس کار: اوریکاز بر روی اسید اوریک برای تولید آلانتوئین، دی اکسید کربن و پراکسید هیدروژن عمل می‌کند. پراکسید هیدروژن در حضور پراکسیداز با یک کروموژن (آمینو آنتی‌پیرین و دی کلرو هیدروکسی بنزن سولفونات) واکنش می‌دهد و کینونیمین را به وجود می‌آورد که یک کمپلکس قرمز رنگ است. جذب اندازه گیری شده در ۵۲۰ نانومتر متناسب با مقدار اسید اوریک در نمونه است.

روش آنزیماتیک اوریکاز

سری ساخت: BP-301131

محلول‌ها	R	4×100 ml	400 ml
	R	3×50 ml	150 ml





لیپید ها

Biochemistry

Diagnostic Kits

- کلسترول
- HDL
- LDL
- تری گلیسرید

CHOL Cholesterol

کلسترول

01

■ **کلسترول وجود کلسترول در حفظ غشای سلول و در ساختار برخی هورمون‌ها**

ضروری است. افزایش کلسترول عوارضی نظیر تصلب شرایین، سختی عروق و در نهایت حمله قلبی را به دنبال دارد.



◀◀ نمونه مورد آزمایش:

اساس کار: شاخص رنگ‌سنجی کینونیمین است که از 4-آمینوآنتی‌پیرین و فنل توسط پراکسید هیدروژن تحت اثر کاتالیزوری پراکسیداز تولید می‌شود.

معرف‌ها آماده مصرف می‌باشند.

در دمای یخچال (2+ تا 8+) تا زمان انقضاء پایدار است.


جهت کنترل کیفی می‌توان از سرم کنترل‌ها و کالیبراتورهای معتبر استفاده نمود.

بازه خوانش 5-500 mg/dl

روش آنزیمی، کالریمتری (CHOD-PAP)

سری ساخت: BP-301116

محلول‌ها	R	4×100 ml	400 ml
	R	3×50 ml	150 ml



SERUM

سرم

EDTA

اتیلن دی‌آمین
تترا استیک

HEP

هیپارین



Not included
But required

لیپوپروتئین با چگالی بالا

HDL High-Density-Lipoprotein

HDL لیپوپروتئین با چگالی بالا (High-Density-Lipoprotein) یا به اختصار (HDL) نوعی از لیپوپروتئین‌ها می‌باشد که وظیفه جمع‌آوری کلسترول اضافی از سلول‌ها و بافت‌های بدن و انتقال آن به کبد را دارد. HDL بیشتر از پروتئین تشکیل شده و مقدار کمی کلسترول در خود دارد. بالا بودن سطح HDL معمولاً نشانه‌ای از سلامت قلب و عروق است.



SERUM
EDTA
HEP

◀◀ نمونه مورد آزمایش:

اساس کار: در این روش، ابتدا سایر لیپوپروتئین‌ها با استفاده از یک دترجنت از واکنش حذف می‌شوند و تنها کلسترول موجود در HDL در واکنش شرکت می‌کند. سپس، کلسترول HDL با آنزیم‌های کلسترول استراز و کلسترول اکسیداز واکنش داده و آب اکسیژنه تولید می‌کند. این آب اکسیژنه با یک ماده رنگزا واکنش داده و ایجاد رنگ می‌کند. شدت رنگ ایجاد شده با غلظت HDL در نمونه رابطه مستقیم دارد.

معرف‌ها آماده مصرف می‌باشند.

در دمای یخچال (+2 تا +8) تا زمان انقضاء پایدار است.

جهت کنترل کیفی می‌توان از سرم کنترل‌ها و کالیبراتورهای معتبر استفاده نمود. بازه خوانش 3-200 mg/dl

روش رنگ سنجی آنزیمی Direct

سری ساخت: BP-301143

محلول‌ها	R1	2×90 ml	240 ml
	R2	1×60 ml	
	R1	2×45 ml	120 ml
	R2	1×30 ml	



SERUM

سرم

EDTA

اتیلن دی آمین
تترا استیک

HEP

هیپارین



Not included
But required

LDL Low-Density-Lipoprotein

■ **LDL** لیپوپروتئین با چگالی پایین (Low-Density-Lipoprotein) یا به اختصار (LDL) در کبد توسط عمل آنزیم‌های لیپولیتیک مختلف بر روی لیپوپروتئین‌های بسیار کم‌چگالی (VLDL) غنی از تری‌گلیسیرید سنتز می‌شوند. LDL در انتقال کلسترول به سلول‌های محیطی نقش دارد سطوح بالای LDL از جمله عوامل خطر اصلی برای تشکیل پلاک‌های آترواسکلروتیک هستند.



◀◀ نمونه مورد آزمایش:

اساس کار: در طول واکنش اول تمام لیپوپروتئین‌های غیر LDL توسط دترجنت حل می‌شوند. چنین کلسترول تولید شده‌ای، که تحت تأثیر فعالیت‌های کلسترول اکسیداز و کلسترول استراز قرار می‌گیرد، یک ترکیب بی‌رنگ تولید می‌کند. دترجنت 2 که در واکنش دوم بکار می‌رود، باعث تسریع واکنش آنزیماتیک برای تمام لیپوپروتئین‌ها می‌شود. در این واکنش، افزایش رنگ ناشی از LDL باقیمانده از واکنش اول است. جذب در طول موج ۵۴۶ نانومتر (۵۲۰-۵۸۰) اندازه‌گیری می‌شود. معرف‌ها آماده مصرف می‌باشند.

در دمای یخچال (+2 تا +8) تا زمان انقضاء پایدار است. جهت کنترل کیفی می‌توان از سرم کنترل‌ها و کالیبراتورهای معتبر استفاده نمود. بازه خوانش 1-500 mg/dl

روش رنگ سنجی آنزیمی Direct

سری ساخت: BP-301140

محلول‌ها	R1	2×90 ml	240 ml
	R2	1×60 ml	
	R1	2×45 ml	120 ml
	R2	1×30 ml	

-1° Elimination of lipoprotein no-LDL

Cholesterol esters $\xrightarrow{\text{CHE}}$ Cholesterol+Fatty acids

Cholesterol $\xrightarrow{\text{CHOD}}$ Cholestenone+H₂O₂

2H₂O₂ $\xrightarrow{\text{Catalase}}$ 2H₂O+O₂

-2° Measurement of LDL

Cholesterol esters $\xrightarrow{\text{CHE}}$ Cholesterol+Fatty acids

Cholesterol+O₂ $\xrightarrow{\text{CHOD}}$ 4-Cholestenone+H₂O₂

2H₂O₂ + TOOS+4-AA $\xrightarrow{\text{POD}}$ Quinone pigment+4H₂O

SERUM
سرم


EDTA
اتیلان دی‌آمین
تترا استیک

HEP
هپارین



Not included
But required

■ **تری گلیسیرید** یک منبع چربی در خون برای تامین انرژی عضلات است، افزایش سطح TG همراه با افزایش LDL در پلاسما یک فاکتور ریسک بیماری‌های قلبی است. همچنین در بیماری‌های مختلف کبدی، کلیوی و پانکراتیک و دیابت نیز مقدار آن بالا می‌رود.



◀◀ نمونه مورد آزمایش:

اساس کار: از هیدرولیز آنزیمی تری گلیسیرید با لیپازها اسیدهای چرب و گلیسرول آزاد می‌شود. کینونیمین شاخصی است که از 4-آمینوآنتی پیرین و 4-کلروفنل توسط پراکسید هیدروژن تشکیل شده با کاتالیزوری پراکسیداز تولید می‌شود. شدت رنگ حاصله در طول موج ۵۱۰-۴۹۰ نانومتر اندازه‌گیری می‌شود که متناسب با مقدار تری گلیسیرید موجود در نمونه است.

روش گلیسرول فسفاتاز پراکسیداز (GPO-PAP)

سری ساخت: BP-301129

محلول‌ها	R 4×100 ml	400 ml
	R 3×50 ml	150 ml



■ پروتئین ادرار افزایش غلظت پروتئین کل در ادرار در اکثر بیماری‌های کلیوی قابل تشخیص است. افزایش سطح پروتئین ادرار همچنین می‌تواند با سایر اختلالات حاد مانند تب و همچنین استرس جسمی یا روانی مرتبط باشد.



در مایع مغزی نخاعی (FSC)، افزایش سطح پروتئین را می‌توان در صورت افزایش فشار داخل جمجمه (به دلیل تومورهای مغزی، خونریزی داخل مغزی یا آسیب تروماتیک)، التهاب به ویژه در مننژیت باکتریایی و همچنین در مولتیپل اسکلروزیس اندازه‌گیری کرد.

◀◀ نمونه مورد آزمایش:

CSF

URINE

اساس کار: پروتئین‌ها با "پیروگالول رد" در حضور مولیبدات و شرایط اسیدی ایجاد کمپلکس آبی ارغوانی می‌کنند که در طول موج ۶۰۰ نانومتر قابل اندازه‌گیری بوده و شدت رنگ حاصل متناسب با مقدار پروتئین موجود در نمونه است.

معرف‌ها آماده مصرف می‌باشند.

در دمای یخچال (+2 تا +8) تا زمان انقضاء پایدار است.

جهت کنترل کیفی می‌توان از سرم کنترل‌ها و کالیبراتورهای معتبر استفاده نمود.
بازه خوانش 200-1 mg/dl

روش رنگ سنجی

سری ساخت: BP-301124

محلول‌ها	R	3×50 ml	150 ml
	R	3×40 ml	120 ml

Pyrogallol-Red+Molybdate+Protein → Blue-Purple

CSF

مایع مغزی - نخاعی

URINE

ادرار

+

Not included
But required



دیابت

Biochemistry


Diagnostic Kits

- آلبومین
- گلوکز
- کراتینین

ALBUMIN Albumin

آلبومین

01



■ آلبومین به عنوان فراوان‌ترین پروتئین پلاسما می‌باشد. افزایش آلبومین در دهیدراتاسیون نوزادان، مصرف داروهای خاص از جمله استروئید، انسولین و هورمون‌ها دیده می‌شود. کاهش آلبومین در بیماری‌های کبدی، سوءتغذیه و عفونت مشاهده می‌شود.

SERUM

EDTA

HEP

◀◀ نمونه مورد آزمایش:

اساس کار: آلبومین در حضور سبز بروموکرزول (BCG) در pH کمی اسیدی، تغییر رنگ نشانگر را از زرد-سبز به سبز-آبی ایجاد می‌کند. شدت رنگ تشکیل شده متناسب با غلظت آلبومین در نمونه است.

معرف‌ها آماده مصرف می‌باشند.
در دمای یخچال (2+ تا 8+) تا زمان انقضاء پایدار است.
جهت کنترل کیفی می‌توان از سرم کنترل‌ها و کالیبراتورهای معتبر استفاده نمود.
بازه خوانش 0.7-7 g/dl

روش فتومتریک با رنگ بروموکرزول سبز (BCG)

سری ساخت: BP-301111

محلول	R 4×50 ml	200 ml
	R 3×50 ml	150 ml

Albumin + BCG → Albumin-BCG (Complex)

SERUM

سرم

EDTA

اتیلن دی‌آمین
تترا استیک


HEP

هیپارین



Not included
But required

■ گلوکز به عنوان منبع انرژی جهت اکثر فعالیت های سلولی در نظر گرفته می شود. افزایش سطح گلوکز در دیابت، هیپرپاراتیروئیدیسم، نارسایی کلیوی یافت می شود و کاهش سطوح در کم کاری تیروئید، کم کاری هیپوفیز و بیماری کبدی مشاهده می شود.




◀◀ نمونه مورد آزمایش:


اساس کار: در حضور گلوکز اکسیداز، گلوکز به اسید گلوکونیک و پراکسید هیدروژن اکسید می شود که این ماده در حضور پراکسیداز، با فنل و 4-آمینوآنتی پیرین واکنش می دهد تا رنگ کینونیمین را تشکیل دهد. شدت رنگ صورتی تشکیل شده متناسب با غلظت گلوکز است. معرف ها آماده مصرف می باشند. در دمای یخچال (+8 تا +2) تا زمان انقضاء پایدار است. جهت کنترل کیفی می توان از سرم کنترل ها و کالیبراتور های معتبر استفاده نمود. بازه خوانش 5-400 mg/dl

روش گلوکز اکسیداز / پراکسیداز (GOD-PAP)
سری ساخت: BP-301118

محلول	R	4×100 ml	400 ml
	R	3×50 ml	150 ml



■ کراتینین نوعی پروتئین است که برای ارزیابی کارکرد کلیه‌ها به



کار می‌رود. میزان کراتینین سرم تحت تاثیر عوامل مختلفی چون اختلالات کلیوی، رژیم غذایی حاوی گوشت زیاد، تغییرات شبانه روزی، بارداری، داروها و آسیب شدید ماهیچه‌ای قرار می‌گیرد.



◀◀ نمونه مورد آزمایش:

اساس کار: کراتینین در محلول قلیایی با اسید پیکریک واکنش می‌دهد و یک کمپلکس نارنجی- قرمز رنگی تشکیل می‌دهد. مقدار کمپلکس تشکیل شده با غلظت کراتینین رابطه مستقیم دارد.

معرف‌ها آماده مصرف می‌باشند.

در دمای یخچال (2+ تا 8+) تا زمان انقضاء پایدار است. جهت کنترل کیفی می‌توان از سرم کنترل‌ها و کالیبراتورهای معتبر استفاده نمود. بازه خوانش 0.2-15 mg/dl

روش ژافه Jaffe

سری ساخت: BP-301117

محلول	R1	3×100 ml	375 ml
	R2	1×75 ml	
	R1	2×50 ml	125 ml
	R2	1×25 ml	

Creatinine + Picric Acid $\xrightarrow{\text{Alkaline}}$ Creatinine-Picric Acid



سرم



هیپارین



ادرار



Not included
But required



آنتی اکسیدان ها

Biochemistry


Diagnostic Kits

- بیلی روبین دایرکت
- بیلی روبین توتال
- اسید اوریک

بیلی روبین دایرکت

BILI-D Bilirubin Direct

■ **بیلی روبین دایرکت اندازه‌گیری بیلی روبین مستقیم برای تشخیص یرقان‌های**



میان کبدی و پس کبدی انجام می‌شود که در رابطه با نوع کوثر و گه است. از بیماری‌های میان کبدی، می‌توان از هپاتیت ویرال و مزمن، سیروز کبدی و سرطان سلول‌های کبدی نام برد و از بیماری‌های یرقان پس کبدی می‌توان پس زدن کبد و انسداد مجاری صفراوی است.

◀◀ نمونه مورد آزمایش:

SERUM
HEP

اساس کار: در سرم خون، بیلی روبین مستقیم با دیازو دی کلرانیلین واکنش می‌دهد و ترکیب رنگی آزو تولید می‌شود. مقدار تولید ترکیب دیازو رنگی متناسب با غلظت بیلی روبین مستقیم در نمونه است.

معرف‌ها آماده مصرف می‌باشند.

در دمای یخچال (2+ تا 8+) تا زمان انقضاء پایدار است.

جهت کنترل کیفی می‌توان از سرم کنترل ها و کالیبراتور های معتبر استفاده نمود.
بازه خوانش 0.1-10 mg/dl

روش استاندارد IFCC

سری ساخت: BP-301126

محلول	R1	3×100 ml	375 ml
	R2	1×75 ml	
	R1	2×50 ml	125 ml
	R2	1×25 ml	

SERUM

سرم

HEP

هیپارین




Not included
But required

BILI-T Bilirubin Total

بیلی روبین توتال

02

■ **بیلی روبین توتال** از تجزیه هموگلوبین در طحال، کبد و مغز استخوان تشکیل



می شود. در کبد، بیلی روبین با اسید گلوکرونیک کونژوگه می شود. یک فرم غیر کونژوگه و متصل به آلبومین نیز در گردش خون وجود دارد که نامحلول است. برای دانستن میزان بیلی روبین غیرکونژوگه تفاوت بیلی روبین توتال و مستقیم را محاسبه می کنند.

◀◀ نمونه مورد آزمایش:

SERUM

HEP

اساس کار: بیلی روبین تام در نمونه با اسید سولفانیلیک دیازوتیزه شده واکنش می دهد و یک کمپلکس قرمز رنگ تشکیل می دهد که می تواند با اسپکتروفتومتری اندازه گیری شود.

معرف ها آماده مصرف می باشند.

در دمای یخچال (2+ تا 8+) تا زمان انقضاء پایدار است.

جهت کنترل کیفی می توان از سرم کنترل ها و کالیبراتور های معتبر استفاده نمود.
بازه خوانش 0.12-20 mg/dl

روش استاندارد IFCC

سری ساخت: BP-301125

محلول	R1	3×100 ml	375 ml
	R2	1×75 ml	
	R1	2×50 ml	125 ml
	R2	1×25 ml	

SERUM

سرم

HEP


هیپارین



Not included
But required

■ اسید اوریک محصول نهایی متابولیسم پورین ها است.

افزایش سطح اسید اوریک ممکن است نشان دهنده نارسایی کلیوی باشد و معمولاً با نقرس همراه است.




◀◀ نمونه مورد آزمایش: SERUM EDTA HEP

اساس کار: اوریکاز بر روی اسید اوریک برای تولید آلانتوئین، دی اکسید کربن و پراکسید هیدروژن عمل می‌کند. پراکسید هیدروژن در حضور پراکسیداز با یک کروموژن (آمینو آنتی‌پیرین و دی کلرو هیدروکسی بنزن سولفونات) واکنش می‌دهد و کینونیمین را به وجود می‌آورد که یک کمپلکس قرمز رنگ است. جذب اندازه گیری شده در ۵۲۰ نانومتر متناسب با مقدار اسید اوریک در نمونه است.

روش آنزیماتیک اوریکاز

سری ساخت: BP-301131

محلول‌ها	R	4×100 ml	400 ml
	R	3×50 ml	150 ml



SERUM

سرم

EDTA

اتیلن دی آمین
تترا استیک

HEP

هپارین



Not included
But required

